


医療機器に直結させ、測定データを印刷する場合

Blood Pressure trend.lbx

媒体：RD 50 mm×30 mm



テキストオブジェクト 5 個

イメージオブジェクト 1 個

以下のオブジェクトは、テキストオブジェクトを編集禁止に設定して、イメージオブジェクトにする。(テキストのプロパティの拡張タブの文書の編集を禁止するにチェックをいれる。)

- Blood pressure trend
- Date
- Time
- SYS
- DIA
- PUL

注意：データ流し込み対象オブジェクトが5個あるので、医療機器の出力データの順番になるように、オブジェクト名を変更すること。(テキストのプロパティの拡張タブのオブジェクト名を変更する。オブジェクトの順番に関しては、P-touch Template 2.0 コマンドリファレンスの制限事項参照のこと)

P-touch Transfer Manager により、テンプレートは1番へ指定して転送する。


【医療機器の出力データが、“11／13，13：00，123，69，90，”の場合】

Blood Pressure trend.txt

11/13,13:00,123,69,90,

P-touch Template 設定ツールで以下のような設定を行う。

- ①コマンドモードを、P-touch template モードにする。
- ②テンプレートの選択番号を1番にする。
- ③区切り記号の設定を“，”に変更する。
- ④印刷開始トリガの選択項目を、全てのオブジェクトが埋まった時にする。



印刷結果

