



**診療内容**

急性期治療を中核にした都市型の精神病院

**導入目的**

オーダーリングシステムと連携した、医師によるオーダーシールの作成と、検体保存容器に添付するバーコードラベルの作成

**導入台数**

ピータッチQL-550/37台

**■病院概要**

設立	1892年(明治25年)
所在地	大阪府東大阪市西上小阪7番17号
診療科目	精神科、神経科、心療内科、内科、歯科
許可病床数	546床
看護体制 承認施設基準等	精神科棟15対1入院基本科:看護補助加算2 精神科急性期治療棟1(60床)、応急入院指定病院 救急告示病院、すくらんぶる(精神科デイケア) ふきのとう(重度認知症デイケア) リベルテ・II・III・IV(グループホーム) すみれ草(訪問看護ステーション)
URL	<a href="http://www.smhc.or.jp/">http://www.smhc.or.jp/</a>

## カルテ、検体用バーコードラベルで、 病院内の作業負担軽減、転記ミス防止を実現しました。

**! QL-550導入の背景**

オーダーリングシステム導入による、残された課題。

- オーダーリングシステム導入
- オーダー情報の転記が必要
- 検体容器用のラベルも必要

阪本病院様は、長い伝統と実績をもつ、大阪府内有数の都市型精神病院です。2005年3月には、株式会社ソフトウェア・サービス様のオーダーリングシステムを導入し、患者の診療待ち時間の短縮や業務効率化、チーム医療推進のための情報共有化などを実現しました。しかし、医師が入力した投薬や検査などのオーダー情報は、改めて医師がカルテへ転記しなければならず、高い作業負担や転記ミスの危険性などの問題が残りました。また血液や尿などの検体容器に貼付するバーコードラベルの生成も不可欠でした。

**! QL-550を選択した理由**

安価で小型サイズ、しかも誰でも使いやすい操作性。

- 卓上設置可能な小型サイズ
- 安価なコストで大量導入
- 使いやすく、操作が簡単

こうした課題を解決するために、同病院では当初、業務用プリンタの導入や、レーザープリンタによるA4版タックシールの出力を検討しました。しかし、決して広くない診察室に設置するにはいずれもサイズが大きく、また全診察室に一举に設置するには導入価格も高額でした。これを解決したのがブラザーのQL-550。コンパクトサイズで、操作も簡単、しかも業務用プリンタに比べて極めて安価なQL-550は、同病院のニーズを完璧に満たしました。2005年3月に32台が導入され、その後5台が追加設置されました。

**! QL-550導入の成果**

最適な出力環境構築により作業効率化とミス防止を実現。

- 医師と看護師の作業効率化
- 転記ミス防止の実現
- 患者サービスの大幅向上

医師が入力したオーダー情報は、その場でQL-550から出力され、カルテへ貼付されるため、医師の作業負担の軽減と転記ミスの防止が実現しました。また医師のオーダーに基づいて検体容器用のバーコードラベルが出力されるため、看護師の作業も大幅に軽減されました。院内業務を効率化するオーダーリングシステムと、安価で省スペースという最適な出力環境を提供するQL-550を組み合わせることにより、同病院での転記作業は一举に軽減され、しかも患者サービスは大幅に向上したのです。



ご購入いただいた代表的機種

### ピータッチQL-550

安価な導入コストで、多彩なラベルを作成。  
オーダーリングシステムと連携して作業を効率化。

オーダーリングシステムと連携可能


ラベルレイアウトは自由自在

用途に合わせて選べるテープカット

※製品の詳しい仕様は裏面をご覧ください。

## ■オーダリングシステムとQL-550の連携概要

●医師が診察を行い、投薬・注射・処置・検査などのオーダーをノートPCからオーダリングシステムへ入力します。その情報は、作業療法室・薬局・検査課などへ送られるとともに、医事会計課のレセプトシステムと直結しています。



## ■出力見本(原寸大)

精神科 99990016 1枚目  
サカト タロウ  
a1014000047a 2005/11/10 No.0047  
その他 一般容器

検体容器への貼付ラベル

99990016 サカト タロウ ★ Dr.全科共通  
通医師(精神科)  
阪本 太郎  
平成17年11月10日 <14:09>  
投薬  
01 リスパタール錠2mg 3錠  
1日3回 朝昼夕食後  
----- (2日)  
02 サイレース錠2mg 1錠  
1日1回 寝る前  
----- (2日)  
03 ヘクタミン錠-B 1錠  
屯、不眠時  
----- (2回)  
04 リスパタール内用液1mg/mL  
2mL  
屯、1日2回イライラ時  
----- (2回)  
05 セボラス(7枚) 7枚  
1日2回貼付、腰  
----- (1回)

62mm無定長使用し検体用ラベル、カルテ対応



多彩なラベルの出力が可能です。

## ■お客様の声



QL-550をオーダリングシステムと連携させることで、  
安価な導入コストで院内業務を効率化できました。

医療法人幸仁会 | 阪本病院 | 院長 | 広川 慶裕 様

ブラザーのQL-550は、オーダリングシステムとも連携できる最適なラベルプリンタでした。安価・小型で誰でも簡単に使える。しかも無償提供のSDKを使えば、オーダリングシステムから直接出力できる。ラベルのレイアウトも自由自在で、いろんな用途に使えることも大きなメリットですね。

## ■株式会社ソフトウェア・サービス様の連絡先

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-7-38 Tel: 06-6350-7222 <http://www.softs.co.jp>

## ■ピータッチQL-550の概要

- 希望小売価格/35,700円(本体価格 34,000円) ●印刷方式/感熱方式 ●印字ヘッド/300dpi/720ドット ●印字幅/最大59mm
- 印字スピード/最大90mm/秒 ●電源/AC 100V、50/60Hz ●寸法/146(W)×196(D)×152(H)mm ●重量/1300g
- 消費電力/印刷時115W(最大)、待機時2.5W以下 ●カッター寿命/DKラベルのみの場合10,000カット、DKロールのみの場合5,000カット(別売交換カッターで簡単に取り替え出来ます) ●インターフェース/USB 1.1



・ピータッチはブラザー工業株式会社の登録商標です。

このカタログの掲載商品、並びに内容についての詳しいことは、お近くの販売店でご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記ブラザーコールセンターまたはブラザー販売(株)の営業部におたずねください。

●受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日及び当社休日を除く)

北海道/011-782-6591 東北/022-227-8885 東京/03-3274-6911 中部/052-824-3196 関西/06-6543-9120 中四国/082-240-3781 九州/092-481-1560

**brother** **ブラザー販売株式会社**  
<http://www.brother.co.jp/>

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

ブラザーコールセンター

フリーダイヤル:0120-590-383  
FAX:(052)819-5904

おかけ間違いのないよう、ご注意ください。

受付時間9:00~12:00/13:00~17:00平日(月~土)

※日・祝祭日及び当社休日を除く



地球環境保護のために、このカタログには大豆油インキを使用しています。

■お問い合わせ、ご相談は、

[ピータッチ導入事例・SPコード:MD7CP028A]このカタログの内容は、平成19年6月現在のものです。